

Обучение за 2 минуты

- 1 Установка: скопировать папку **CabDoc** на диск **C:**. С помощью программы Проводник, войти в директорию **C:/CabDoc/bin**, для файла **CabDoc.exe** создать ссылку и вынести ее на экран (название файла и ссылки можно изменить).
- 2 Вход в систему. Два клика левой клавишей мыши (ЛКМ) по ссылке на экране, выбор базы данных (файл **CabinetDoc.mdb** в директории **C:\CabDoc**), пользователя, ввод пароля. Имя файла базы данных и место его размещения можно изменить.
- 3 Ввод информации о клинике. В меню (ЛКМ) **«База данных» > «Ведение и отчеты»**. Слева клик правой клавишей мыши (ПКМ) выбираете **«Клиники» > «Редактор»**. Редактируете запись и нажимаете клавишу **«Изменение»** (в документы подставляются данные клиники с номером 1).
- 4 Регистрация пациента. В меню (ЛКМ) **«Регистратура» > «Новый пациент»**. После регистрации пациента клавиша **«Договор для зарег. пациента»** – генерация договора о лечении в формате EXCEL.
- 5 Диагноз с использованием графического интерфейса: в меню (ЛКМ) **«Смотровой кабинет» > «Диагноз. Лечение»**. Слева клик ЛКМ – выбираете состояние зуба или протезного поля. Клик ЛКМ на зубе – состояние установлено. Так по всем состояниям. По нажатию клавиши **«Нач. сост. без съем. прот.»** фиксируется начальное состояние, которое попадает в диагноз.
- 6 Согласование схемы лечения с использованием графического интерфейса: В меню (ЛКМ) **«Смотровой кабинет» > «Диагноз. Лечение»**. Слева клик ЛКМ – выбираете состояние зуба или протезного поля. Клик ЛКМ на зубе – состояние установлено. Так по всем состояниям для трех схем лечения (а, б, с, 1 – без съемных протезов, 2 – со съемными протезами). При нажатии клавиши **«Фиксировать»** схема фиксируется в памяти. По нажатию клавиши **«Согласование схемы лечения»** создается соглашение о схеме лечения в формате EXCEL.
- 7 Лечение с использованием графического интерфейса: В меню (ЛКМ) **«Смотровой кабинет» > «Диагноз. Лечение»**. Слева клик ЛКМ – выбираете состояние зубов или протезного поля. Клик ЛКМ на зубе – состояние установлено. Так по всем состояниям. По нажатию клавиши **«Тек. сост. без съемн. прот.» «Запомнить»** регистрируется текущее состояние. Данные попадают в медицинскую карту и в услуги.
- 8 Меню **«Лечебный процесс» > «Опрос», «Лечебный процесс» > «Обследование», «Лечебный процесс» > «Диагноз», «Лечебный процесс» > «Лечение», «Лечебный процесс» > «Учет работ вне мед. карты», «Лечебный процесс» > «Назначения и рекомендации», «Наряды» > «Пункты наряда, графический вид»**. Слева клик ПКМ на пункте с синей стрелкой **«Включить»** – пункт попадает в зеленое поле справа. Для опроса, обследования и диагноза возможно редактирование. В лечении возможна групповая регистрация состояний зубов при вводе комментария в формате перечня номеров зубов: 12 23 44 35 (для операций, которые меняют состояние зуба). По нажатию клавиши **«Принять»** пункт(-ы) попадает(-ют) в базу данных.
- 9 Меню **«Лечебный процесс» > «Лечение» > «Одонтопародонтограмма»**. Установка значений пародонта. Установить стрелку курсора мыши внизу черного столбика и нажав ПКМ потянуть вверх (или вниз – если значение выставлено). Для тонкой подстройки вниз - покликать на черном поле, подстройки вверх - на белом поле ЛКМ.
- 10 Меню **«Наряды» > «Пункты наряда, графический вид»**. Слева клик ПКМ на пункте с синей стрелкой, клик на области челюсти ЛКМ – область и пункт наряда попадают в зеленое поле. По нажатию клавиши **«Записать в наряд»** пункт попадает в базу данных.
- 11 При лечении и работах вне мед. карты пункты (если они прописаны в Прайс-листе) попадают в перечень предоставленных услуг и на счет пациента.
- 12 Склад (место хранения материалов). Ведение товаров меню **«База Данных» > «Ведение и отчеты» > «Склад»**. **«Склад» > «Перемещение материалов между складами», «Склад» > «Назначение материалов»**.